

Endoskopie-Videowagen- classic-cart



Die perfekte Basis für moderne
Videoendoskopiesysteme.



PENTAX



Die neue Generation von Endoskopie Endoskopie-Videowagen: Das PENTAX classic-cart. Innovatives Design und durchdachte Detaillösungen in qualitativ hochwertiger Ausführung bilden die perfekte mobile Basis für den täglichen Praxis-/Klinikeinsatz.

Überzeugende Leistungsmerkmale



Qualität und Funktionalität

- Stabiles, hochbelastbares Chassis.
- Rollengeführtes Schubfach mit Selbststeinzug.
- Ablageböden mit max. 50 kg belastbar.
- Tastatur mit Vollauszug.
- Dreh- und neigbarer TFT-Bildschirm-Halter (Ablageboden auch für Röhrenmonitore geeignet).
- Verschleißbare Rücktüren.
- Leitfähige Doppellenkrollen, Ø 125 mm, die zwei vorderen mit Feststellbremse.
- Schlagfeste Pulverbeschichtung aller Metallelemente.

Zubehör inklusive:

- Normschiene, stufenlos höhenverstellbare Doppel-Endoskophalterung, Halterung zur Aufnahme von bis zu drei Endoskopsteckern, Kabelaufhängung.

Elektrische Ausstattung

- Elektrik: Trenntransformator 1.600 VA, zentraler Ein-Aus-Schalter, 8-fach Steckdosenleiste mit je einer Sicherung und einem POAG-Stecker pro Steckplatz.
- Elektrische Sicherheit: entspricht den geltenden Normen und Richtlinien DIN EN 60742 (VDE 0551) und DIN EN 60601-1 (VDE 0750).

Technische Details	Videowagen mit Trenntransformator*	Videowagen ohne Trenntransformator*
Artikelnummer	400 900	400 901
Gewicht (kg)	77	
Abmessungen (H x B x T) mm	1309 x 614 x 625	
Gesamte Zuladung des Wagens (kg)	150	



*Optional: Isolationswächter

PENTAX Europe GmbH
LIFE CARE
Julius-Vösseler-Straße 104
22527 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0
Fax: +49 40 / 5 60 42 13
E-mail: medical@pentax.de

PENTAX U.K. Limited
LIFE CARE
Pentax House
Heron Drive, Langley
Slough SL3 8PN
United Kingdom
Tel.: +44 17 53 / 79 27 23
Fax: +44 17 53 / 79 27 94
E-mail: lifecare.sales@pentax.co.uk

PENTAX France S.A.S.
LIFE CARE
112 quai de Bezonis
P. B. 204
95106 Argenteuil
France
Tel.: +33 1 / 30 25 75 75
Fax: +33 1 / 30 25 75 76
E-mail: medical@pentax.fr

PENTAX Nederland B.V.
LIFE CARE
Lage Mosten 35
4822 NK Breda
Netherlands
Tel.: +31 76 / 5 31 30 31
Tel.: +31 76 / 5 31 30 00
Fax: +31 76 / 5 31 30 00
E-mail: lifecare@pentax.nl

PENTAX Italia S.r.l.
LIFE CARE
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italy
Tel.: +39 / 02 50 99 58 1
Fax: +39 / 02 50 99 58 60
E-mail: marketing.lifecare@pentaxitalia.it

S.I.M. - Sistemas Integrales de Medicina, S.A.
LIFE CARE
Sistema Solar 25
28830 San Fernando de Henares
Madrid - Spain
Tel.: +34 91 / 301 62 40
Fax: +34 91 / 751 31 15
E-mail: sim@simmedica.com

HOYA Corporation
PENTAX Tokyo Office
2-36-9, Maeno-cho
Itabashi-Ku
174-8639 Tokyo
Japan
Tel.: +81 33 / 9 60 51 55
Fax: +81 35 / 3 92 67 24