

# In schwierigen Situations

# brauchen Sie vor allem eins ...



Bitte hier nach  
vorne falten

... ein Koloskop, das mehr erreicht.

Selbst unter schwierigen Bedingungen ermöglicht die Flexibilität des neuen EC-3490Ti Koloskops eine Untersuchung und Intervention der Mukosa. Es eignet sich ideal zur Erkennung und Behandlung von Polypen oder Läsionen in Bereichen, die ein herkömmliches Koloskop nur mit Mühe oder gar nicht erreichen könnte. Darüber hinaus sorgt das distale Ende mit einem vergleichsweise kleinen Biegeradius für eine ausgezeichnete Wendigkeit des Koloskops. Die perfekte Kombination aus Flexibilität der Endoskopspitze und Stabilität des Endoskopkörpers leistet einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit von EMR- und ESD-Verfahren.



Mit 10,5 mm ist der Durchmesser des distalen Endes deutlich kleiner als der Durchmesser des Einführungsschlauches.


# PENTAX



Flexibilität.  
Nutzen Sie bis zu  
210° Abwinklung!  
Das neue EC-3490Ti!

## Finden Sie heraus, was dahinter steckt.

- Abwinklung von bis zu 210°
- Ausgezeichnete Manövrierbarkeit durch ein distales Ende mit kleinem Biegeradius
- Außergewöhnliche Flexibilität für therapeutische Verfahren und anspruchsvolle Situationen
- In Kombination mit einer ausgezeichneten Ausleuchtung ermöglicht HD+ eine bessere Orientierung und Detektion
- Ein Höchstmaß an Effizienz, Genauigkeit und Steuerung durch Flexibilitätsabstufung
- Integriertes Water-Jet-System
- Die Endoskopknöpfe lassen sich an individuelle Benutzerpräferenzen anpassen
- Ergonomisches Design für mehr Sicherheit und Komfort



### PENTAX EC-3490Ti Koloskop

Typ	Einführschlauch (mm)	Instrumentierkanal (mm)	Blickwinkel (°)	Fokus-Bereich (mm)	Abwinklung auf/ab (°)	Abwinklung rechts/links (°)
EC-3490Ti*	11,6	3,2	140	3-100	210/180	160/160

\* In verschiedenen Arbeitslängen (L=1.700 mm, F=1.500 mm, M=1.300 mm) erhältlich.

**Hi LINE**  
HD+

Das EC-3490Ti Endoskop ist das neueste Produkt im PENTAX Hi Line System. Die professionelle, hochauflösende HD+ Technologie dieses Systems setzt einen neuen Standard in der modernen Endoskopie. Dank einzigartiger Kombinationsmöglichkeiten können Sie jeden Tag – bei Diagnostik, Staging und Therapie – herausragende Leistungen erzielen.

**PENTAX Europe GmbH** · LIFE CARE · Julius-Vosseler-Strasse 104 · D-22527 Hamburg  
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0 · Fax: +49 40 / 5 60 42 13 · E-Mail: medical@pentax.de